

Wb、If/Icc、Elisa用抗Il-31モノクローナル抗体 - Q6Ebc2

商品番号: CM0007125

前書き

ヒトIL-31に対するウサギモノクローナル抗体。WB、IF/ICC、ELISAで検証済み。組換え免疫原、18 kDa。サイトカインシグナル伝達および皮膚免疫研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	IL-31ウサギmAb
備考／別名	IL-31
生物種	ヒト
遺伝子ID（ヒト）	386653
遺伝子ID	386653
免疫原	ヒトIL-31のアミノ酸24～164に相当する配列を含む組換え融合タンパク質（NP_001014358.1）。
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	WB、IF/ICC、ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	Q6EBC2
タンパク質分子量	18kDa
配送	保冷バッグ