


抗IL-33R/St2 ウサギモノクローナル抗体（Wb、If/Icc、Fc、Elisa対応） - P14719

商品番号: CM0004228



前書き

WB、IF/ICC、FC、ELISAでの使用が検証済みの抗IL-33R/St2

ウサギモノクローナル抗体です。自然免疫および獲得免疫研究において、マウスIL-33受容体α鎖（UniProt P14719）を認識します。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	IL-33R/St2 ウサギmAb
備考・別名	T1, St2, DER4, Ly84, ST2L, Fit-1, T1/ST2, St2-rs1
種	マウス
遺伝子ID (ヒト)	9173
遺伝子ID	17082
免疫原	マウスIL-33R/St2 (NP_001020773.1) のアミノ酸27～332番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
用途	WB、IF/ICC、FC、ELISA
交差反応性	マウス
SWISS	P14719
タンパク質分子量	65kDa
輸送方法	氷囊