


Wb、If/Icc、Elisa対応 抗IL-36ガンマモノクローナル抗体 - Q9Nzh8

商品番号: CM0005060



前書き

ヒトIL-36ガンマ（Q9NZH8）を標的とする組換えウサギモノクローナル抗体。WB、IF/ICC、ELISAアプリケーションで検証済み。皮膚炎症、乾癬、自然免疫の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	IL-36ガンマ ウサギmAb
備考/別名	IL36G; IL-1F9; IL-1H1; IL-1RP2; IL1E; IL1F9; IL1H1; IL1RP2; インターロイキン-36ガンマ; IL-36ガンマ
対象種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	56300
遺伝子ID	56300
免疫原	ヒトIL-36ガンマ (NP_062564.1) のアミノ酸18-169番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
用途	WB、IF/ICC、ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	Q9NZH8
タンパク質分子量	14kDa/18kDa
発送方法	保冷剤