

WbおよびElisa用抗IL-6ポリクローナル抗体 - P20607

商品番号: CM0025918

前書き

IL-6ウサギpAb、WBおよびELISAアプリケーションで検証済み。免疫、炎症、代謝において重要なサイトカインであるヒト、マウス、ラットのIL-6と反応します。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	説明
製品名	IL-6ウサギpAb
備考/別名	ILg6; Ifnb2
種	ラット
GeneID (ヒト)	3569
GeneID	24498
免疫原	ラットIL6 (NP_036721.1) のアミノ酸25-211に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P20607
タンパク質分子量	24 kDa
発送	保冷バッグ