

Ihc-P、If/Icc、Elisa用 抗Il-6 ウサギモノクローナル抗体 - P20607

商品番号: CM0003736

前書き

このウサギモノクローナル抗体はIL-6を標的とし、IHC-P、IF/ICC、ELISAで検証済みです。ヒトおよびラットサンプルを用いた免疫、炎症、代謝に関する研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	IL-6 ウサギ mAb
備考/別名	ILg6; Ifnb2; IL6
種	ラット
遺伝子ID (ヒト)	3569
遺伝子ID (ラット)	24498
免疫原	ラットIL6 (NP_036721.1) のアミノ酸25-211に対応する配列を含む組換え融合タンパク質。
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
適用	IHC-P, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、ラット
SWISS	P20607
タンパク質分子量	24kDa
発送方法	保冷バッグ