


WbおよびElisa用Anti-IL-6 Rabbit Monoclonal Antibody - P05231

商品番号: CM0003740



前書き

ウェスタンブロット（WB）およびELISAで検証された高特異性IL-6ウサギモノクローナル抗体。ヒトIL-6を検出します。免疫応答、炎症、および代謝調節の研究に最適です。組換え免疫原により、一貫した性能が保証されます。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	IL-6 Rabbit mAb
備考/別名	CDF; HGF; HSF; BSF2; IL-6; BSF-2; IFNB2; IFN-beta-2; IL6
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	3569
遺伝子ID	3569
免疫原	組換えタンパク質
ソース	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	P05231
タンパク質分子量	21-24 kDa
配送	アイスバッグ