

Anti-IL-6 Rabbit Monoclonal Antibody For Wb, Ip, If/Icc, Elisa - P20607

商品番号: CM0008214

前書き

ラットIL-6を標的とするウサギモノクローナル抗体。WB、IP、IF/ICC、ELISAで検証済み。マウスIL-6と交差反応します。急性期反応、炎症、免疫調節の研究に適しています。CamelBio経由で調達可能。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	IL-6 Rabbit mAb
備考/別名	ILg6; Ifnb2
種	ラット
GeneID (ヒト)	3569
GeneID	24498
免疫原	ラットIL-6 (NP_036721.1) のアミノ酸25-211に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。
ソース	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	WB, IP, IF/ICC, ELISA
交差反応性	マウス、ラット
SWISS	P20607
タンパク質分子量	24 kDa
配送条件	保冷バッグ