


Wb、Elisa用抗IL-6ウサギポリクローナル抗体 - P05231

商品番号: CM0017479



前書き

IL-

6ウサギポリクローナル抗体は、WBおよびELISAにおいてヒト、マウス、ラットのIL-6を検出します。免疫応答、炎症、代謝に関与する主要な急性期サイトカインを認識します。感染、組織損傷、自己免疫疾患の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	IL-6 ウサギ pAb
備考/別名	CDF; HGF; HSF; BSF2; IL-6; BSF-2; IFNB2; IFN-beta-2; IL6
種	ヒト
GeneID (ヒト)	3569
GeneID	3569
免疫原	ヒトIL6 (NP_000591.1) のアミノ酸30〜212番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P05231
タンパク質分子量	24kDa
輸送方法	氷袋