


Anti-IL-6 Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, If/Icc, Elisa - P05231

商品番号: CM0013608



前書き

ヒト、マウス、ラットのWB、IF/ICC、ELISAで検証済みのIL-

6ウサギポリクローナル抗体。免疫、炎症、および代謝に参与するサイトカインIL-

6（P05231）を標的とします。診断および研究アッセイに最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	IL-6 Rabbit pAb
備考/別名	CDF; HGF; HSF; BSF2; IL-6; BSF-2; IFNB2; IFN-beta-2; IL6
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	3569
遺伝子ID	3569
免疫原	ヒトIL6 (NP_000591.1) のアミノ酸30-212以内の配列に対応する合成ペプチド
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P05231
タンパク質分子量	24kDa
配送	アイスバッグ