

抗IL10ウサギポリクローナル抗体（Wb、Ihc-P、Elisa用） - P22301

商品番号: CM0024659



前書き

IL10（ヒト、マウス、ラット）に対するウサギポリクローナル抗体で、WB、IHC-

P、ELISAでの使用が検証済みです。免疫調節、炎症、疾患研究における抗炎症性サイトカインの研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	IL10 Rabbit pAb
略号・別名	CSIF; TGIF; GVHDS; IL-10; IL10A; IL10
対象種	ヒト
遺伝子ID（ヒト）	3586
遺伝子ID	3586
免疫原	合成ペプチド。ヒトIL10（NP_000563.1）のアミノ酸19～178番目の配列に対応する合成ペプチド
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、IHC-P、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P22301
タンパク質分子量	21kDa
輸送方法	氷袋