


ウエスタンブロット用 Anti-IL11Ra ウサギモノクローナル抗体 - Q14626

商品番号: CM0011569



前書き

ヒトIL11RA (Q14626)
を標的とする組換えウサギモノクローナル抗体。ウエスタンブロット、免疫組織化学（パラフィン切片）、免疫蛍光/細胞内染色、ELISAで検証済み。マウス、ラットとの交差反応性あり。癌研究および骨発達研究に最適。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	IL11RA ウサギモノクローナル抗体
備考/別名	CRSDA; IL11RA
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	3590
遺伝子ID	3590
免疫原	合成ペプチド
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
適用方法	ウエスタンブロット、免疫組織化学（パラフィン切片）、免疫蛍光/細胞内染色、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q14626
タンパク質分子量	45kDa
発送方法	保冷バッグ