


ウエスタンブロッティングおよびElisa用 抗IL11Raウサギポリクローナル抗体 - Q14626

商品番号: CM0028180



前書き

ウエスタンブロッティングおよびELISAで検証済みのIL11RAウサギポリクローナル抗体。ヒトIL11RAを検出し、マウスおよびラットとの交差反応性あり。IL11シグナル伝達、頭蓋顔面発達、癌生物学の研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	IL11RAウサギpAb
備考/別名	CRSDA; IL11RA
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	3590
遺伝子ID	3590
免疫原	ヒトIL11RA (NP_001136256.1) のアミノ酸30-290に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q14626
タンパク質分子量	45kDa
輸送	保冷バッグ