

WbおよびElisa用 抗IL12ウサギモノクローナル抗体 - P29460

商品番号: CM0005527



前書き

WBおよびELISA用の高品質な抗IL12ウサギモノクローナル抗体。T細胞/NK細胞の増殖とIFN- γ 産生に重要なサイトカインであるヒトIL-12サブユニットベータ（IL12B）を標的とします。免疫学研究および体外診断薬（IVD）開発に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	IL12 ウサギ mAb
備考/別名	CLMF; NKSF; CLMF2; IMD28; IMD29; NKSF2; IL-12B; IL12
種	ヒト
GeneID	3593
免疫原	ヒトIL12のアミノ酸23-328に対応する配列を含む組換え融合タンパク質（NP_002178.2）
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
適用	WB, ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	P29460
タンパク質分子量	37kDa
発送方法	保冷剤（氷袋）