


Wb、Elisa用抗IL12ウサギポリクローナル抗体 - P29459 / P29460

商品番号: CM0027314



前書き

ヒトIL12（p35/IL12Aおよびp40/IL12B）に対するウサギポリクローナル抗体で、WBおよびELISAに適しています。IL-12サイトカインシグナル伝達、Th1分化、免疫応答機構の研究に有用です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	IL12 ウサギpAb
備考/別名	P35; CLMF; NFSK; NKSF1; IL-12A
検出対象種	ヒト
GeneID (ヒト)	3592/3593
GeneID	3592/3593
免疫原	ヒトIL12Bのアミノ酸23～328 / ヒトIL12Aのアミノ酸23～219 (NP_002178.2/NP_001384921.1) に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用アッセイ	WB、ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	P29459/P29460
タンパク質分子量	25kDa/37kDa
輸送方法	保冷剤