


Wb、Ihc-P、Fc、Elisa向け抗IL12Bウサギモノクローナル抗体 - P43432

商品番号: CM0004438



前書き

マウスIL12B（p40）を標的とするウサギモノクローナル抗体で、WB、IHC-

P、FC（細胞内）、ELISAでの使用が検証済みです。

ヒトと交差反応します。IL-12/IL-

23シグナル伝達研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	IL12B ウサギmAb
備考／別名	p40; IL-12b; IL12p40; IL-12p40; IL12B
種	マウス
遺伝子ID（ヒト）	3593
遺伝子ID	16160
免疫原	マウスIL12B（NP_001290173.1）のアミノ酸23～335に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
用途	WB, IHC-P, FC（細胞内）, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	P43432
タンパク質分子量	38kDa
発送	保冷剤