

## Wb、Elisa用抗IL12Bウサギポリクローナル抗体 - P29460

商品番号: CM0014922



## 前書き

WBおよびELISAでバリデーション済みのIL12BウサギpAb。T細胞およびNK細胞の活性化とIFN- $\gamma$ 産生に参与するサイトカイン、ヒトおよびマウスIL-12 $\beta$ サブユニットを認識します。免疫学研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

| パラメータ      | 値                                                      |
|------------|--------------------------------------------------------|
| 製品名        | IL12BウサギpAb                                            |
| 備考／別名      | CLMF; NKSF; CLMF2; IMD28; IMD29; NKSF2; IL-12B; IL12B  |
| 種          | ヒト                                                     |
| 遺伝子ID (ヒト) | 3593                                                   |
| 遺伝子ID      | 3593                                                   |
| 免疫原        | ヒトIL12B (NP_002178.2) のアミノ酸23〜328に対応する配列を含む組換え融合タンパク質。 |
| 由来         | ウサギ                                                    |
| カテゴリー      | ポリクローナル抗体                                              |
| 用途         | WB、ELISA                                               |
| 交差反応性      | ヒト、マウス                                                 |
| SWISS      | P29460                                                 |
| タンパク質分子量   | 37 kDa                                                 |
| 配送         | 保冷バッグ                                                  |