


抗IL12Bウサギポリクローナル抗体 (Wb, Elisa用) - P43432

商品番号: CM0020798



前書き

WBおよびELISA用のマウスIL12Bウサギポリクローナル抗体（ヒトと交差反応性あり）。T細胞/NK細胞の活性化およびIFN-gamma産生における重要なサイトカインであるIL-12およびIL-23のp40サブユニットを標的とします。研究用のみ。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	IL12B ウサギpAb
備考/別名	p40; IL-12b; IL12p40; IL-12p40; IL12B
種	マウス
GeneID (ヒト)	3593
GeneID	16160
免疫原	組換えタンパク質 マウスIL12Bのアミノ酸23-335に対応する配列を含む組換え融合タンパク質 (NP_001290173.1)。
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	P43432
タンパク質重量	38kDa
配送	アイスパック