


Wb、Elisa用抗Il12Rb2ポリクローナル抗体 - Q99665

商品番号: CM0013069



前書き

WBおよびELISA用ヒトIL12RB2ウサギポリクローナル抗体。マウスおよびラットと交差反応性を示します。T細胞およびNK細胞の生物学におけるIL-12受容体シグナル伝達の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	IL12RB2ウサギpAb
備考／別名	IL12RB2
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	3595
遺伝子ID	3595
免疫原	組換えタンパク質 ヒトIL12RB2 (NP_001550.1) の420～620番アミノ酸に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	マウス、ラット
SWISS	Q99665
タンパク質分子量	97 kDa
配送	保冷バッグ