


Wb、Ihc-P、Elisa用抗Il13Ra1モノクローナル抗体 - P78552

商品番号: CM0009386



前書き

ヒトIL13RA1（CD213A1、NR4、CT19）を標的とする高品質なウサギモノクローナル抗体。ウェスタンブロット、IHC、ELISAでバリデーション済み。IL-13/IL-4シグナル伝達およびがん・精巣抗原の生物学的機能の研究にご活用いただけます。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	IL13RA1ウサギmAb
備考／別名	NR4; CT19; CD213A1; IL-13Ra; IL13RA1
種	ヒト
GeneID（ヒト）	3597
GeneID	3597
免疫原	合成ペプチド ヒトIL13RA1（P78552）のアミノ酸1～100に相当する配列を含む合成ペプチド。
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
用途	WB、IHC-P、ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	P78552
タンパク質分子量	49kDa
配送	保冷バッグ