


Wb、Elisa用抗IL13Ra1ポリクローナル抗体 - P78552

商品番号: CM0027921



前書き

インターロイキン-13受容体サブユニットアルファ-1 (IL13RA1、CD213A1) を標的とするウサギポリクローナル抗体。ヒトおよびマウスのWBおよびELISAに適しています。組換え免疫原は約49kDaのタンパク質を検出します。IL13/IL4シグナル伝達および炎症性疾患の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	IL13RA1 Rabbit pAb
備考/エイリアス	NR4; CT19; CD213A1; IL-13Ra; IL13RA1
種	ヒト
GeneID (ヒト)	3597
GeneID	3597
免疫原	組換えタンパク質 ヒトIL13RA1 (NP_001551.1) のアミノ酸29-343に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。
供給源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	P78552
タンパク質分子量	49kDa
配送	氷袋