

Wb、If/Icc、Ihc-P、Elisa用 抗Il13Ra2 ポリクローナル抗体 - Q14627

商品番号: CM0021274



前書き

WB、IF/ICC、IHC-P、ELISA用として検証済みの抗IL13RA2 ウサギポリクローナル抗体。ヒト、マウス、ラットのIL13RA2タンパク質を検出します。IL-13シグナル伝達および免疫調節研究に関連します。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	IL13RA2 ウサギ pAb
備考/別名	CT19; IL-13R; IL13BP; CD213A2; IL13RA2
種	ヒト
遺伝子ID	3598 (ヒト)
免疫原	合成ペプチド
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q14627
タンパク質分子量	44kDa
発送	保冷バッグ