

Anti-IL13Ra2 ウサギポリクローナル抗体（Wb、Ihc-P、Elisa対応） - Q14627

商品番号: CM0019592



前書き

ヒトIL13RA2を標的とするウサギポリクローナル抗体。
。WB、IHC-P、ELISAで検証済み。マウスおよびラットと交差反応します。IL-13シグナル伝達、免疫調節、およびがん研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	IL13RA2 Rabbit pAb
備考/別名	CT19; IL-13R; IL13BP; CD213A2; IL13RA2
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	3598
遺伝子ID	3598
免疫原	ヒトIL13RA2 (NP_000631.1) のアミノ酸27-343に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, IHC-P, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q14627
タンパク質分子量	44kDa
配送アイスバッグ	