


Wb、Elisa用抗Il15Raウサギポリクローナル抗体 - Q60819

商品番号: CM0020499



前書き

マウスインターロイキン15受容体サブユニットα (IL-15RA) を標的とするウサギポリクローナル抗体。WBおよびELISAアプリケーションでバリデーション済み。IL-15シグナル伝達、免疫調節、サイトカイン受容体生物学の研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	Il15ra Rabbit pAb
備考／別名	IL-15RA; Il15ra
種	マウス
GeneID (ヒト)	3601
GeneID	16169
免疫原	マウスIl15ra (NP_032384.1) のアミノ酸33～105に相当する配列を含む組換えタンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB、ELISA
交差反応性	マウス
SWISS	Q60819
タンパク質分子量	28kDa
輸送条件	保冷バッグ