

Wb、Elisa用抗Il17Aウサギモノクローナル抗体 - Q62386

商品番号: CM0007333

前書き

マウスIL-

17Aを標的とするウサギモノクローナル抗体で、WB
およびELISAでの性能が確認済みです。Th17免疫と炎症
に關与する17
kDaのタンパク質を認識し、免疫応答や宿主防御の研究
に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	IL17A ウサギmAb
別名	Il17; Ctlα8; IL-17; Ctlα-8; IL-17A; IL17A
対象種	マウス
遺伝子ID	16171
免疫原	マウスIL17Aのアミノ酸26～158番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質。(NP_034682.1)
起源	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
適用用途	WB、ELISA
交差反応性	マウス
SWISS	Q62386
タンパク質分子量	17kDa
輸送方法	保冷剤