


抗IL17Aウサギポリクローナル抗体 (Wb, Elisa用) - Q16552

商品番号: CM0014052



前書き

ヒトIL17Aに対するウサギポリクローナル抗体。WBおよびELISAで検証済み。IL17Aを介した免疫、炎症、および抗菌性の宿主防御の研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

仕様	詳細
製品名	IL17A Rabbit pAb
備考/別名	IL17; CTLA8; IL-17; ILA17; CTLA-8; IL-17A; IL17A
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	3605
遺伝子ID	3605
免疫原	ヒトIL17Aのアミノ酸24-155に対応する配列を含む組換え融合タンパク質 (NP_002181.1)。
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	Q16552
タンパク質重量	18kDa
配送	アイスバック