

抗IL17Cウサギポリクローナル抗体（Wb、If/Icc、Elisa対応） - Q9P0M4

商品番号: CM0014952

前書き

本IL17Cウサギポリクローナル抗体は、WB、IF/ICC、ELISAでの実験適合性が確認済みで、ヒト、マウス、ラットのIL-17Cを認識します。上皮性自然免疫および炎症応答の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	IL17C ウサギ pAb
備考／別名	CX2; IL-17C; IL17C
由来種	ヒト
遺伝子ID（ヒト）	27189
遺伝子ID	27189
免疫原	ヒトIL17C（NP_037410.1）のアミノ酸19～197番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
供給源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用途	WB, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q9P0M4
タンパク質分子量	22kDa
輸送方法	氷袋