

Wb、Elisa用 抗IL17F ウサギポリクローナル抗体 - Q96Pd4

商品番号: CM0030133



前書き

ヒトIL17Fに対するウサギポリクローナル抗体。WBおよびELISAに適しています。ヒトおよびマウスと反応し、自然免疫および獲得免疫における重要なTh17サイトカインを標的とします。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	IL17F ウサギ pAb
備考/別名	ML1; ML-1; IL17A; CANDF6; IL-17F
種	ヒト
GeneID (ヒト)	112744
免疫原	ヒトIL17F (NP_443104.1) のアミノ酸31-163に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	Q96PD4
タンパク質分子量	18kDa
発送	保冷バッグ