

Wb、Elisa用 抗IL17Raラビットモノクローナル抗体 - Q96F46

商品番号: CM0012203



前書き

ヒトIL17RA (CD217)

を標的とするラビットモノクローナル抗体。WBおよびELISAで検証済みで、マウスおよびラットとの交差反応性があります。自然免疫および適応免疫におけるIL-17受容体機能の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	IL17RA Rabbit mAb
備考/別名	CD217; IL17R; IMD51; CANDF5; CDw217; IL-17RA; hIL-17R; IL17RA
種	ヒト
GeneID (ヒト)	23765
GeneID	23765
免疫原	ヒトIL17RA (Q96F46) のアミノ酸767-866領域内の配列に対応する合成ペプチド。
ソース	ラビット
カテゴリ	モノクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	マウス, ラット
SWISS	Q96F46
タンパク質分子量	96kDa
配送	氷袋