


WbおよびElisa用抗IL17Rbウサギポリクローナル抗体 - Q9Nrm6

商品番号: CM0017854



前書き

ヒトIL17RBに特異的なウサギポリクローナル抗体で、WBおよびELISAで検証済み。マウスおよびラットとの交差反応性を示します。IL17BおよびIL17Eの受容体であり、造血細胞の増殖・分化に関与する標的です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	IL17RBウサギpAb
備考／別名	CRL4; EVI27; IL17BR; IL17RH1; IL17RB
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	55540
遺伝子ID	55540
免疫原	ヒトIL17RB (NP_061195.2) のアミノ酸18～292に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q9NRM6
タンパク質分子量	56kDa
配送	保冷剤