

WbおよびElisa用Anti-Il17Rdポリクローナル抗体 - Q8Nfm7

商品番号: CM0017827

前書き

ヒトIL17RD（SEF、IL17RLM）を標的とするウサギポリクローナル抗体。WBおよびELISAで検証済み。ヒト、マウス、ラットのIL17RDを検出します。FGFシグナル伝達、Ras-MAPK経路の阻害、および受容体の局在性の研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	IL17RD Rabbit pAb
備考/別名	SEF; HH18; IL-17RD; IL17RLM; IL17RD
種	ヒト
GeneID (ヒト)	54756
GeneID	54756
免疫原	ヒトIL17RD (NP_060033.3) のアミノ酸150-300に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q8NFM7
タンパク質分子量	82kDa
配送	氷袋