

Anti-IL17Re ウサギポリクローナル抗体（Wb、Elisa用） - Q8Nfr9

商品番号: CM0016216

前書き

ヒトIL17REに対するウサギポリクローナル抗体。WBおよびELISAアプリケーションで検証済み。ヒトおよびマウスIL17RE（UniProt Q8NFR9）を認識します。これは、自然免疫に関与するIL17Cの受容体です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	IL17RE ウサギ pAb
備考/エイリアス	IL17RE
種	ヒト
GeneID	132014
免疫原	ヒトIL17RE（NP_705613.1）のアミノ酸24-260に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	Q8NFR9
タンパク質分子量	75kDa
配送	アイスバッグ