

Wb、Ihc-P、Elisa対応 抗IL18 ウサギポリクローナル抗体 - P70380

商品番号: CM0021736

前書き

マウスIL18に対するウサギポリクローナル抗体で、W B、IHC-P、ELISAでの使用が検証済みです。ヒト、マウス、ラットと反応します。Th1細胞およびNK細胞応答に与する炎症性サイトカインを標的としています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	IL18 Rabbit pAb
備考/別名	Ig1f; IL-18; IL18
由来種	マウス
ヒト遺伝子ID	3606
遺伝子ID	16173
免疫原	組換えタンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
応用用途	WB, IHC-P, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P70380
タンパク質分子量	22kDa
輸送方法	保冷剤