

Anti-IL18 Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, Ip, Elisa - Q14116

商品番号: CM0012928



前書き

ヒトIL-18（IFN- γ 誘導因子）を標的とするウサギポリクローナル抗体。WB、IP、ELISAで検証済み。炎症性サイトカインシグナル伝達、Th1/NK細胞応答、ピロトーシス、および卵巣がんの研究に最適です。 - Q14116

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	IL18 Rabbit pAb
備考/別名	IGIF; IL-18; IL-1g; IL1F4; IL18
種	ヒト
GeneID (ヒト)	3606
免疫原	ヒトIL18 (NP_001553.1) のアミノ酸37-193内の配列に対応する合成ペプチド
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, IP, ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	Q14116
タンパク質分子量	22kDa
配送	アイスバッグ