

Anti-IL18 Rabbit Polymab® For Wb, If/Icc, If-P, Ihc-P, Elisa - Q14116

商品番号: CM0004289

前書き

ヒトIL18（成熟IL-18）に対する高品質なウサギモノクローナル抗体。WB、IF/ICC、IF-P、IHC-P、ELISAで検証済み。マウスおよびラットと交差反応します。上皮バリア、Th1/NK細胞応答、およびピロトシスにおけるプロ炎症性サイトカインIL-18の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	IL18 Rabbit PolymAb®
備考/別名	成熟IL-18
種	ヒト
GeneID (ヒト)	3606
GeneID	3606
免疫原	組換えタンパク質 ヒトIL18 (NP_001553.1) のアミノ酸1-193に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
ソース	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	WB, IF/ICC, IF-P, IHC-P, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q14116
タンパク質分子量	18 KDa
配送	アイスバッグ