


Anti-IL18Bp ウサギポリクローナル抗体（Wb、If/Icc、Elisa用） - O95998

商品番号: CM0028431



前書き

ヒトIL18BP（インターロイキン18結合タンパク質）に対するウサギポリクローナル抗体。WB、IF/ICC、ELISAに対応します。マウスIL18BPと交差反応します。

IL-

18の阻害および初期TH1サイトサイトカイン反応の研究に有用です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	IL18BP ウサギ pAb
備考/別名	FVH, IL18BPα, IL18BP
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	10068
遺伝子ID	10068
免疫原	ヒトIL18BP (NP_001138529.1) のアミノ酸31-194に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	O95998
タンパク質分子量	21kDa
配送	アイスパック