

Wb、Ihc-P、If/Icc、Elisa用抗IL18R1/IL-18 Rαポリクローナル抗体 - Q13478

商品番号: CM0023710



前書き

ヒトIL18R1（CD218a、IL-18Rα）を標的とする高品質ウサギポリクローナル抗体で、ウェスタンブロット、免疫組織化学（IHC-P）、免疫蛍光（IF/ICC）、ELISAに適しています。ヒト、マウス、ラットのIL18R1を検出し、IL18を介したTh1細胞活性化および炎症シグナル伝達の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

| パラメータ      | 値                                                                                                      |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 製品名        | IL18R1/IL-18 R alpha ウサギ pAb                                                                           |
| 別名         | CD218a; IL18RA; IL1RRP; CDw218a; IL-1Rrp; IL-18Ralpha; IL18Ralpha2; IL-18R-alpha; IL18R1/IL-18 R alpha |
| 種          | ヒト                                                                                                     |
| 遺伝子ID (ヒト) | 8809                                                                                                   |
| 遺伝子ID      | 8809                                                                                                   |
| 免疫原        | 組換えタンパク質                                                                                               |
| 起源         | ウサギ                                                                                                    |
| カテゴリー      | ポリクローナル抗体                                                                                              |
| 用途         | WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA                                                                               |
| 交差反応性      | ヒト、マウス、ラット                                                                                             |
| SWISS      | Q13478                                                                                                 |
| タンパク質分子量   | 62kDa                                                                                                  |
| 輸送方法       | 保冷剤                                                                                                    |