

抗IL1R1ウサギポリクローナル抗体（WbおよびElisa用） - P14778

商品番号: CM0026442



前書き

ヒトIL1R1に対するウサギポリクローナル抗体。WBおよびELISAで検証済みであり、マウスおよびラットと交差反応します。インターロイキン-1シグナル伝達および炎症反応の研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	IL1R1 ウサギpAb
備考/別名	P80; IL1R; IL1RA; CD121A; D2S1473; IL-1RT1; IL-1R-alpha; IL1R1
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	3554
遺伝子ID	3554
免疫原	合成ペプチド ヒトIL1R1のアミノ酸380-569の配列に対応する合成ペプチド (NP_000868.1)
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P14778
タンパク質重量	65kDa
配送	アイスパック