

抗IL1R2ウサギポリクローナル抗体（Wb、Elisa用） - P27930

商品番号: CM0023493



前書き

ヒトIL1R2に対するウサギポリクローナル抗体で、WBおよびELISAでの検証が完了しています。炎症および免疫調節に関与するIL1 β のデコイ受容体であるIL1R2について、ヒトとマウスの両方のIL1R2を認識します。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	IL1R2 Rabbit pAb
備考／別名	IL1RB; CD121b; IL1R2c; CDw121b; IL-1R-2; IL-1RT2; IL-1RT-2; IL1R2
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	7850
遺伝子ID	7850
免疫原	ヒトIL1R2 (NP_775465.1) のアミノ酸20～320番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質です。
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用アッセイ	WB、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	P27930
タンパク質分子量	45kDa
輸送方法	保冷剤