

Anti-Il1Raポリクローナル抗体（Wb、If/Icc、If-P、Elisa用） - P18510

商品番号: CM0022797



前書き

IL1RA（インターロイキン-1受容体拮抗薬）に対するウサギポリクローナル抗体。ウェスタンブロット、IF/ICC、IF-P、ELISAアプリケーションに対応。ヒト、マウス、ラットのIL1RAを検出します。炎症およびサイトカインシグナル伝達の研究に有用です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	IL1RA Rabbit pAb
備考/別名	DIRA; IRAP; IL1F3; IL1RA; MVCD4; IL-1RN; IL-1ra; IL-1ra3; ICIL-1RA
種	ヒト
GeneID (ヒト)	3557
GeneID	3557
免疫原	ヒトIL1RA (NP_776214.1) のアミノ酸24-177に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, IF/ICC, IF-P, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P18510
タンパク質分子量	20kDa
配送	保冷バッグ