

Wb、Elisa用抗IL1Bポリクローナル抗体 - P01584

商品番号: CM0023312



前書き

主要な炎症促進性サイトカインであるヒトIL-1ベータに対する高品質なウサギポリクローナル抗体。WBおよびELISAで検証済みで、マウスとの交差反応性あり。炎症研究に最適。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	IL1β ウサギ pAb
備考/別名	IL-1; IL1F2; IL1beta; IL1-BETA; IL1β
種	ヒト
GeneID	3553
免疫原	ヒトIL1β（NP_000567.1）のアミノ酸70-170に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	P01584
タンパク質分子量	31kDa
配送	保冷バッグ