


Wb、Elisa用 抗IL1Bウサギモノクローナル抗体 - P10749

商品番号: CM0004447



前書き

WBおよびELISAで検証済みのIL1 β ウサギモノクローナル抗体です。発熱、T細胞活性化、パイロプトーシスに關与する前炎症性サイトカインであるマウスIL1 β （P10749）を検出します。炎症および免疫研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	IL1 β ウサギmAb
備考/別名	IL-1b; IL-1beta; IL1 β
種	マウス
GeneID (ヒト)	3553
GeneID	16176
免疫原	組換えタンパク質 マウスIL1 β (P10749) のアミノ酸100-269に対応する配列を含む組換え融合タンパク質。
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
適用	WB, ELISA
交差反応性	マウス
SWISS	P10749
タンパク質分子量	31kDa
発送	保冷バッグ