

Wb、If-P、Elisa用 抗IL1B ウサギモノクローナル抗体 - P01584

商品番号: CM0004905



前書き

WB、IF-P、ELISAで検証済みの高特異性IL1βウサギmAb。ヒトに反応。免疫応答と疾患研究において重要なプロ炎症性サイトカインを標的。IVD開発に最適。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	説明
製品名	IL1β ウサギ mAb
備考/別名	IL-1; IL1F2; IL1beta; IL1-BETA; IL1β
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	3553
遺伝子ID	3553
免疫原	IL1β (NP_000567.1) のアミノ酸170-269に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
適用	WB、IF-P、ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	P01584
タンパク質分子量	31 kDa
輸送	保冷バッグ