


抗IL1Bウサギモノクローナル抗体（Wb、If/Icc、Elisa用途） - P10749

商品番号: CM0005857



前書き

マウスIL1βを標的とする高親和性ウサギモノクローナル抗体で、ウエスタンブロット、免疫蛍光法、ELISAでの検証が完了しています。活性化マクロファージや関連モデルにおける炎症、サイトカインシグナル伝達、パイロトーシスの研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	IL1β ウサギmAb
備考/別名	IL-1b; IL-1beta; IL1β
反応種	マウス
ヒト遺伝子ID	3553
遺伝子ID	16176
免疫原	組換えタンパク質 マウスIL1β (NP_032387.1) のアミノ酸118～269番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
分類	モノクローナル抗体
用途	WB、IF/ICC、ELISA
交差反応性	マウス
SWISS	P10749
タンパク質分子量	31 kDa
発送方法	保冷剤