


Anti-IL1B Rabbit Monoclonal Antibody For Wb, If/Icc, Ihc-P, Elisa - P10749

商品番号: CM0008229



前書き

WB、IF/ICC、IHC-

P、およびELISAで検証された組換えIL1βウサギモノクローナル抗体。ヒト、マウス、およびラットIL1βに反応します。炎症およびサイトカイン研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	IL1β Rabbit mAb
備考/別名	IL-1b; IL-1beta; IL1β
種	マウス
GeneID (ヒト)	3553
GeneID	16176
免疫原	マウスIL1β (NP_032387.1) のアミノ酸118-269に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
ソース	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P10749
タンパク質分子量	31kDa
配送	アイスパック