


Wb、Elisa用抗IL2ウサギモノクローナル抗体 - P04351

商品番号: CM0003221



前書き

マウスIL2に対する組換えウサギモノクローナル抗体で、ウェスタンブロットおよびELISAで検証済みです。19 kDaのT細胞増殖因子を標的とし、免疫応答研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	IL2 ウサギmAb
備考/別名	IL-2; IL2
対象種	マウス
ヒト遺伝子ID	3558
遺伝子ID	16183
免疫原	組換えタンパク質 マウスIL2 (NP_032392.1) のアミノ酸21-169番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質。
起源	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	マウス
SWISS	P04351
タンパク質分子量	19kDa
輸送方法	氷袋