

Anti-IL2 Rabbit Monoclonal Antibody For Wb, Fc, Elisa - P60568

商品番号: CM0002792



前書き

ヒトインターロイキン-2（IL-2）に対する高品質なウサギモノクローナル抗体。ウェスタンブロット、フローサイトメトリー、ELISAに適しています。研究者は、免疫療法の開発における免疫応答、T細胞増殖、サイトカインシグナル伝達の研究に使用しています。

[詳細を学ぶ](#)

| パラメータ      | 値                                                         |
|------------|-----------------------------------------------------------|
| 製品名        | IL2 Rabbit mAb                                            |
| 備考/別名      | IL-2; TCGF; リンホカイン; IL2                                   |
| 種          | ヒト                                                        |
| 遺伝子ID (ヒト) | 3558                                                      |
| 遺伝子ID      | 3558                                                      |
| 免疫原        | 組換えタンパク質：ヒトIL2（NP_000577.2）のアミノ酸1-153に相当する配列を含む組換え融合タンパク質 |
| 供給源        | ウサギ                                                       |
| カテゴリー      | モノクローナル抗体                                                 |
| アプリケーション   | WB, FC, ELISA                                             |
| 交差反応性      | ヒト                                                        |
| SWISS      | P60568                                                    |
| タンパク質分子量   | 18kDa                                                     |
| 配送         | 氷袋                                                        |