


抗IL2ウサギモノクローナル抗体 (Wb, If-P, Elisa用) - P04351

商品番号: CM0007182



前書き

マウスインターロイキン-2 (IL2)

を標的とする組換えウサギモノクローナル抗体。ウェスタンブロット、免疫蛍光染色、ELISAで検証済み。ラットとの交差反応性あり。免疫調節およびT細胞機能の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	IL2 ウサギmAb
備考/別名	IL-2
種	マウス
遺伝子ID (ヒト)	3558
遺伝子ID (マウス)	16183
免疫原	組換えタンパク質：マウスIL2のアミノ酸21-169に対応する配列を含む組換え融合タンパク質 (NP_032392.1)
ソース	ウサギ
カテゴリ	モノクローナル抗体
アプリケーション	WB, IF-P, ELISA
交差反応性	マウス、ラット
SWISS	P04351
タンパク質重量	19kDa
配送	アイスパック