

Wb、Elisa用 抗IL2 ウサギ ポリクローナル抗体 - P60568

商品番号: CM0013277



前書き

ヒトインターロイキン-2 (IL-2)
を標的とするウサギポリクローナル抗体。WBおよびE
LISAアプリケーションで検証済み。T細胞増殖、免疫
寛容、サイトカインシグナル伝達の研究に最適。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	IL2 ウサギ pAb
備考/別名	IL-2; TCGF; リンホカイン; IL2
種	ヒト
GeneID	3558
免疫原	ヒトIL2 (NP_000577.2) のアミノ酸21-153に対応する配列を含む組換え融合タンパク質。
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB, ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	P60568
タンパク質分子量	18 kDa
発送	保冷バッグ