


抗IL2 ウサギポリクローナル抗体（Wb、Ihc-P、Elisa対応） - P60568

商品番号: CM0023605



前書き

ヒトIL-

2（IL2）に対する高品質なウサギポリクローナル抗体で、WB、IHC-

P、ELISAでの使用が検証済みです。ヒト、マウス、ラットと反応します。免疫応答およびT細胞研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	IL2 Rabbit pAb
備考 / 別名	IL-2; TCGF; lymphokine; IL2
対象種	ヒト
GeneID（ヒト）	3558
GeneID	3558
免疫原	IL2（NP_000577.2）のアミノ酸21～153番に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
産生源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB, IHC-P, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P60568
タンパク質分子量	18kDa
配送方法	氷袋