


Wb、Elisa用 Anti-IL20Rb ポリクローナル抗体 - Q6Uxl0

商品番号: CM0024819



前書き

CamelBioは、ウサギ由来の抗IL20RBポリクローナル抗体を提供します。WBおよびELISAで検証済みで、ヒト、マウス、ラットとの交差反応性があり、サイトカイン受容体および炎症研究に使用できます。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	IL20RB ウサギ pAb
備考/別名	DIRS1; FNDC6; IL-20R2; IL20RB
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	53833
免疫原	ヒトIL20RB (NP_653318.2) のアミノ酸48-177に対応する組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q6UXL0
タンパク質分子量	35kDa
発送	保冷バッグ